

crayon	vélo	homme	main	bouteille	pomme
bleu	dérailé	grand	ridée	vide	croquée
mordu	rouillé	élégant	sale	opaque	pourrie
cassé	rapide	fort	potelée	transparente	véreuse
pointu	sale	bavard	ouverte	cassée	mûre
taillé	dangereux	musclé	fermée	bouchée	épluchée

crayon

vélo

homme

bleu

dérailé

grand

mordu

rouillé

élégant

cassé

rapide

fort

pointu

sale

bavard

taillé

dangereux

musclé

main

bouteille

pomme

ridée

vide

croquée

sale

opaque

pourrie

potelée

transparente

véreuse

ouverte

cassée

mûre

fermée

bouchée

épluchée

crayon

vélo

homme

main

bouteille

pomme

bleu

dérailé

grand

mordu

rouillé

élégant

cassé

rapide

fort

pointu

sale

bavard

taillé

dangereux

musclé

ridée

vide

croquée

sale	opaque	pourrie
potelée	transparente	véreuse
ouverte	cassée	mûre
fermée	bouchée	épluchée

Adjectif logique 2 : 2 pochettes distinctes (une pour le masculin, une pour le féminin)

Imprimer le tableau d'autocorrection page 1 et coupez-le en deux.

Imprimez les pages 2 et 3 si vous souhaitez une impression couleur.

Sinon, imprimez :

- une fois les étiquettes des noms (page 4) sur papier blanc

- une fois les étiquettes des adjectifs (page 5 et 6) sur papier bleu.